



## DB-360

### Doppelfrequenz Körperanalysewaage mit integriertem Drucker

Mit der Doppelfrequenz-BIA-Technologie liefert die DC-360 eine Ganzkörperanalyse in nur 20 Sekunden. Die Ergebnisse werden sofort auf dem gut lesbaren LCD-Bildschirm angezeigt und der integrierte Drucker druckt die Messwerte der Körperzusammensetzung zusammen mit einer übersichtlichen Analyse aus.

Die stabile, flache Plattform bietet dem Kunden zusätzliche Stabilität. Für eine umfassende Datenerfassung und eine komfortable Handhabung können alle Daten für die zukünftige Verwendung auf der SD-Karte gespeichert werden. In Verbindung mit der Tanita PRO Software können mit der DC-360 Trendanalysen und Gesundheitsrisikobewertungen erstellt sowie ein umfassendes Datenmanagement durchgeführt werden.



DB-360



## PERSONALISIERUNG

- Die Analyse der Ganzkörperzusammensetzung erfolgt innerhalb von 20 Sekunden und verwendet die Tanita Doppelfrequenz-BIA-Technologie mit klinischer Präzision.

## DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

- Der integrierte Drucker druckt sofort die Ergebnisse und eine übersichtliche Analyse aus.
- Die Ergebnisse werden automatisch auf der SD-Karte gespeichert, an einen PC gesendet oder ausgedruckt.
- Kompatibel mit Tanita PRO Software, ermöglicht Trendanalysen, Gesundheitsrisikobewertungen und ein umfassendes Datenmanagement.

## WEITERE FUNKTIONEN

- Flache Plattform für zusätzliche Stabilität
- Maximale Gewichtsbelastung von 270 kg mit einer Genauigkeit von 100 g

## TECHNISCHE DATEN

Altersgruppe	5-99 Jahre
Belastbarkeit	270 kg
Skaleneinteilung	100 g
Abmessungen	(P) 360 x 360 x 1070 (S) 360 x 360 x 94
Gewicht	(P) 13,5 kg (S) 7 kg
Stromversorgung	AC 100-240V
Anschlüsse	RS232, USB, SD-KARTE



## Messungen

- Körperfett %
- Fettmasse kg
- Fettfreie Masse kg
- Muskelmasse kg
- Gesamtkörperwasser %
- Body Mass Index
- Knochenmasse kg
- Körperbauwert
- Viszerales Fett Wert
- Grundumsatz kcal
- Grundumsatz Indikator
- Metabolisches Alter
- Ausdruck Analyse:
  - Körperfettanalyse
  - Muskelmasse-Indikator
  - BMR-Indikator
  - Körperbauwert
  - Ziel: Körperfett und Gewicht

## Zubehör



TP 301  
Thermopapier



Drahtlose Bluetooth-Verbindung Parani

## Kompatible Software

TANITA  
**PRO**



**5 JAHRE  
GARANTIE**